



## **Aquacel Ag Foam. Lipošs un nelipošs Hydrofiber pārsējs ar sudrabu**

Putu pārsējs ir sterils pārsienamais materiāls. Sastāv no ūdensizturīgas ārējās poliuretāna plēves un daudzslāņaina, absorbējoša spilventiņa, kas satur poliuretāna putu slāni un neaustu Hydrofiber tehnoloģijas materiāla (nātrija karboksimetilceluloze) slāni, kas nonāk saskarsmē ar brūci. Satur 1,2% w/w jona sudraba. Lipošajam pārsējam ir lipoša silikona mala. Aquacel Ag Foam pārsēju var lietot gan kā primāro, gan kā sekundāro pārsēju. To var izgriezt atbilstoši brūces formai saskaņā ar medicīnas darbinieka norādījumiem.

### **INDIKĀCIJAS**

Pārsēju medicīnas darbinieka uzraudzībā var lietot, lai ārstētu gan hroniskas, gan akūtas brūces, piemēram:

- Brūces, kas ir inficētas vai kurām ir palielināts infekcijas risks;
- Otrās pakāpes apdegumus;
- Diabētiskās pēdu čūlas, kāju čūlas (veinozās stāzes čūlas, arteriālās čūlas un dažādas etioloģijas kāju čūlas) un izgulējumus/ādas bojājumus (gan daļējus, gan pilnīgus);
- Ķirurģiskās brūces;
- Traumatiskās brūces;
- Brūces ar noslieci uz asiņošanu, pie-

mēram, tādas, kas ir mehāniski vai ķirurģiski apstrādātas;

- Eksudējošas onkoloģiskas brūces, piemēram, sēņveida ādas audzēji, karcinomas, ādas metastāzes, Kapoši sarkoma un angiosarkoma.

### **KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot personām, kas ir jutīgas vai kurām ir alerģiska reakcija uz pārsēju un tā sastāvdaļām.

### **Produkts paredzēts vienreizējai lietošanai.**

Normālā dzišanas procesa laikā nedzīvie audi tiek atdalīti no brūces, tāpēc sākumā brūce izskatās lielāka nekā tā ir īstenībā. Ja novērojat kairinājumu (apsārtums, iekaisums), macerāciju (āda paliek balta) vai hipergranulāciju (pārmērīga audu veidošanās), sazinieties ar medicīnas darbinieku.

### **LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**

1. Ja sterilā produkta tiešais iepakojums ir bojāts, nelietojiet produktu.
2. Brūces vietas sagatavošana un attīrīšana – pirms pārsēja uzlikšanas notīriet brūces apvidu ar atbilstošu brūču kopšanas līdzekli un nosusiniet apkārtējo ādu.
3. Pārsēja sagatavošana un uzlikšana:
  - a) Izvēlieties pārsēja formu un izmēru tā, lai centrālais uzsūco-

šais spilventiņš būtu par 1 cm lielāks par brūci uz visām malām.

- b) Izņemiet pārsēju no sterilā iepakojuma, cenšoties nepieskarties tai daļai, kas nonāks saskarē ar brūci, kā arī līpošajai daļai. Noņemiet pauspapīru, ja lietojat līpošo pārsēju.
  - c) Pārsēju drīkst izgriezt atbilstoši formas vajadzībām.
  - d) Novietojiet pārsēju virs brūces un novietojiet pārsēja centru brūcei pa vidu. Novietojiet spilventiņu tieši uz brūces. Lietojot līpošo pārsēju, izlīdziniet līpošās malas.
  - e) Ja pārsējs ir izgriezts vai tam nav līpošās daļas, nepieciešams lietot atbilstošu līmlenti, lai nodrošinātu, ka pārsējs turas pie brūces.
  - f) Pēc tam, kad brūce ir pārsieta, izmetiet nelietoto produkta daļu.
4. Pārsēja noņemšana:
- a) Pārsējs ir jāmaina, kad tas ir klīniski nepieciešams (piemēram, radusies noplūde, asiņoša-

na, palielinājušās sāpes). Maksimālais ieteicamais nēsāšanas laiks ir līdz septiņām dienām.

- b) Brūci vajadzētu ik pēc laika notīrīt.
- c) Lai noņemtu pārsēju, piespiediet nedaudz ādu un uzmanīgi paceliet vienu pārsēja stūri. Turpiniet, līdz pārsēja malas vairs nelīp pie brūces. Uzmanīgi noņemiet pārsēju.

Uzglabāt istabas temperatūrā (10-25°C), sausā vietā. Aizsargāt no gaismas.

**Ražotājs:** ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park,  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, Lielbritānija

**Izplatītājs Latvijā:** SIA Linus Medical  
K.Valdemāra iela 33A-3A, Rīga, LV-1010  
Bezmaksas informatīvais  
tālrunis 8000 53 33



© Linus Medical SIA, 2015

**ConvaTec**