



## Aquacel EXTRA Hydrofiber

Sterils, neausts pārsējs. Satur nātrija karboksimetilcelulozi un reģenerētu celulozi šķiedru nostiprināšanai. Pārsējs uzsūc brūces šķidrums un pārvērš to par gēlu, tā uzturot brūcē mitru vidi un veicinot dzīšanu.

**INDIKĀCIJAS** – mediķa uzraudzībā pārsēju var lietot, lai ārstētu:

- kāju čūlas, izgulējumus (II-IV stadija) un diabētiskās čūlas;
- ķirurģiskās brūces;
- 1. un 2.pakāpes apdegumus;
- traumatiskas brūces (piem., nobrāzumus, plēstas brūces);
- eksudāta absorbcijai onkoloģiskām brūcēm.

### KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot personām, kas ir jutīgas vai kurām ir alerģiska reakcija uz pārsēju un tā sastāvdaļām.

### PROFILAKSE UN NOVĒROJUMI

- Sterilitāte garantēta, ja iepakojums nav bojāts.
- Paredzēts vienreizējai lietošanai.

- Atbilstoši vajadzībām jāveic arī citi pasākumi, piem., antibiotiku lietošana, asins glikozes kontrole u.tml.
- Infekcija nav kontrindikācija pārsēja lietošanai. Ja infekcija rodas pārsēja lietošanas laikā, tad jāuzsāk antibakteriāla terapija.
- Pārsējs var atvieglot nelielas asiņošanas kontroli.
- Ja pārsēja noņemšana sagādā grūtības, samitriniet to ar ūdeni vai fizioloģisko šķidrumu.
- Tā kā pārsējs nodrošina mitru vidi, lai sekmētu asinsvadu veidošanos, jaunizveidojušies asinsvadi var producēt serozi asiņainus izdalījumus.
- Pārsēju nedrīkst lietot kā ķirurģisku tamponu. Nav paredzēts lietošanai ķermeņa dobumos vai slēgtās brūcēs.

### LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

#### 1. Uz eksudējošām brūcēm (izņemot 2. pakāpes apdegumus):

- a) Pirms pārsēja uzlikšanas attīrīt brūci ar atbilstošu brūces tīrītāju.
- b) Pārsējam ir jāpārklāj āda ap brūci vismaz par 1 cm.
- c) Pārklājiet to ar mitrumu aizturošu pārsēju (piem., Granuflex) vai citu piemērotu sekundāro pārsēju.
- d) Brūces ir bieži jāpārbauda. Noņemiet pārsēju, kad tas ir klīniski ne-

pieciešams (piem., eksudāta noplūde, spēcīga asiņošana). Var atstāt uz brūces līdz 7 dienām.

**2. Uz sausām brūcēm** – novietot pārsēju uz brūces, samitrināt ar fizioloģ. šķīdumu vai sterilu ūdeni brūces apvidū. Pārklāt ar mitrumu aizturošu pārsēju, lai neļautu pārsējam izžūt.

**3. Uz 1. un 2.pakāpes apdegumiem:**

- a) Pirms pārsēja uzlikšanas attīrīt brūci ar atbilstošu brūces tīrītāju.
- b) Pārsējam ir jāpārklāj āda ap brūci vismaz par 5 cm.
- c) Pārsējs jāpārklāj ar sterilu, brīvi austu marles tamponu un jānostiprina. Pirmajās dienās brūce spēcīgi sulo, tāpēc pārsējs regulāri jāmaina.
- d) Periodiski ņemiet sekundāro pārsēju un pārbaudiet brūci.
- e) Pārsēja pielipšana pie brūces ir vēlama. Ja nepielīp, tas var liecināt par brūces vai infekcijas padziļinā-

šanos. Nepielipušās pārsēja daļas var izgriezt. Apdeguma brūces epitelijam atjaunojoties, pārsējs pats atdalīsies no brūces vai arī to būs viegli noņemt.

- f) Apdeguma gadījumā pārsējs uz brūces var palikt līdz 14 dienām.

Uzglabāt istabas temperatūrā (10-25°C), sausā vietā.

**Ražotājs:** ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park,  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, Lielbritānija

**Izplatītājs Latvijā:** SIA Linus Medical  
K.Valdemāra iela 33A-3A, Rīga, LV-1010  
Bezmaksas informatīvais  
tālrunis 8000 53 33



© Linus Medical SIA, 2015

**ConvaTec**